

Fragen und Antworten zu den FFP2-Masken

Die Masken haben ja gar kein Ventil/Membran! Sind das wirklich FFP2-Masken?

Wir haben bewusst Masken ohne Ventil geordert. Durch ein Ventil dringt Atemluft nach außen, somit auch eventuelle Viren. Das würde den Schutz vor den Corona-Viren nicht gewährleisten.

Auf meiner Maske steht KN95 statt FFP2. Sind das wirklich FFP2-Masken?

Wenn auf Ihrer FFP2-Maske nicht FFP2 steht, steht dafür KN95. Die Kennzeichnung KN95 entspricht der amerikanischen Norm und diese ist vergleichbar mit der Europäischen FFP2 Norm.

Die KN95-Norm ist sogar etwas strenger als die europäische FFP2-Norm.

Auf meiner Maske/Verpackung steht kein CE-Zertifikat. Sind das wirklich FFP2-Masken mit CE-Zertifikat?

Das CE-Zertifikat für die gelieferten Masken finden Sie auf der Rückseite dieser Information.

Wie lange kann man die Masken tragen?

Fast alle Hersteller empfehlen, die Maske nicht länger als 4 Stunden zu tragen. Sollte die Maske Durchnässen, ist sie umgehend zu wechseln.

Kann man die Masken wiederverwenden oder aufbereiten?

Die Masken sind **Einmalprodukte** und nicht für die Aufbereitung oder Wiederverwendung geeignet!

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat eine Richtlinie herausgebracht, die darlegt, in welchen Notsituationen FFP2- bzw. KN95-Masken wiederverwendet oder mehrfach genutzt werden dürfen.

Wo finde ich Informationen zum Hygieneverhalten bei COVID-19?

Täglich aktualisierter E-Learning-Kurs: <https://link.meduplus.de/covid-medi>

Corona-Seite Robert-Koch-Institut: <https://rki.de/covid-19>



Ich habe weitere Fragen zu den Masken. Wer kann mir Auskunft geben?

Sebastian Roder, Beratung und Vertrieb bei der Mediverbund AG

Tel.: (0711) 80 60 79-234

Fax: (0711) 80 60 79-7234

Mail: roder@medi-verbund.de



MEDIVERBUND AG

Vorstand: Frank Hofmann • Dr. jur. Wolfgang Schnörer

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. med. Werner Baumgärtner

Sitz: Stuttgart • Amtsgericht Stuttgart HRB 735113 • USt-IdNr. DE224428552 • IK 66C



CE-Zertifikat der gelieferten FFP2- bzw. KN95-Masken

شهادة – 증명서 – 證明書 – Сертификат – Certificate

Form QAT_10-M04, version 00, effective since March 6th, 2020



Certificate of Compliance

No. 0P200314.WQLUD31
 Technical Construction File no. TPPEMJ2003123551-AG02-28

Certificate's Holder: **Wuchuan Qinbawehui Labor Protection Appliance Factory**
 No.155, Qincun, Qinba Town, Wuchuan City

Certification ECM Mark: 

Product: Self priming filter type anti particle respirator
 Model(s): 9801

Verification to: Standard: EN 149:2001+A1:2009
 related to CE Directive(s): R 2016/425 (Personal Protective Equipment)

Remark: This document has been issued on a voluntary basis and upon request of the manufacturer. It is our opinion that the technical documentation received from the manufacturer is satisfactory for the requirements of the ECM Certification Mark. The conformity mark above can be affixed on the products accordingly to the ECM regulation about its release and its use.

Additional information and clarification about the Marking:

CE The manufacturer is responsible for the CE Marking process. This document has been issued on the basis of the regulation on ECM Voluntary Mark for the certification of products. RG01_ECM.rev.3 available at: www.entecerma.it

Issuance date: 14 March 2020
Expiry date: 13 March 2025

Reviewer
Technical expert
Amanda Payne



Approver
ECM Service Director
Luca Bedonni



伟辉口罩

Ente Certificazione Macchine Srl
 Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY
 ☎ +39 051 6705141 📠 +39 051 6705156 📧 info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

