

ORIGINAL KINESIOLOGIC TAPE



BVOU

QUALITÄT



Für BVOU-Mitglieder
zum **SONDERPREIS**

BESTELLFORMULAR

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Größe	Einheit	Bruttopreis Nicht- Mitglieder	Bruttopreis Mitglieder	Bestell- menge
K051BL	Kinesiology Tape PRO	Blau	500 x 5cm	6 Rollen	50,00 €	41,00 €	
K051NA	Kinesiology Tape PRO	Navy	500 x 5cm	6 Rollen	50,00 €	41,00 €	
K051SC	Kinesiology Tape PRO	Schwarz	500 x 5cm	6 Rollen	50,00 €	41,00 €	
K051GR	Kinesiology Tape PRO	Grau	500 x 5cm	6 Rollen	50,00 €	41,00 €	
K050BL	Kinesiology Tape	Blau	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050PI	Kinesiology Tape	Pink	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050SC	Kinesiology Tape	Schwarz	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050BE	Kinesiology-Tape	Beige	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050GE	Kinesiology Tape	Gelb	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050RO	Kinesiology Tape	Rot	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050GR	Kinesiology Tape	Grün	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050VI	Kinesiology Tape	Violett	500 x 5cm	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050M1	MIX-SET 1 Kinesiology Tape 2 x Blau 2 x Pink 1 x Schwarz 1 x Beige	Mix Special	500 x 5cm je Rolle	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	
K050M2	MIX-SET 2 Kinesiology Tape 2 x Violett 2 x Rot 1 x Gelb 1 x Grün	Mix Special	500 x 5cm je Rolle	6 Rollen	48,60 €	39,00 €	

BVOU-Fax-Bestellung:

030-797 444-45

Herstellung, Versand & Vertrieb durch unizell Medicare GmbH.

Ab 100€ Brutto-Bestellwert entfallen die Versandkosten von 5,90 €.
Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungslegung.

***Die Rechnung wird Ihnen per E-Mail zugesendet.**

☐ Ich bin kein BVOU-Mitglied, bitte senden Sie Infomaterial über den BVOU zu.

Name, Vorname (ggf. Praxiszusatz) _____

Straße, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____

E-Mail* _____ Telefon (für Rückfragen) _____

Unterschrift / Stempel _____ Datum _____

Tipps aus der Praxis

Tipp 1 Klebeeigenschaften:

- Die Kinesiologic-Tapes müssen vor Verwendung an einem warmen Ort gelagert werden, da es eine bestimmte Verarbeitungstemperatur (nicht unter 20° Celsius, Zimmertemperatur) benötigt. Das verbessert die Klebeeigenschaft.
- Vor dem Tapedie Haut des Patienten reinigen und von Fett befreien. Gegebenenfalls stark behaarte Stellen vorher rasieren.
- Bei Sportlern empfehlen wir, das BVOU-Kinesiologic-Tape-PRO zu verwenden. Es klebt noch besser als das BVOU-Kinesiologic-Tape-Standard und das Trägermaterial aus Kunstseide trocknet schneller.
- Die BVOU-Kinesiologic-Tapes haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach Überschreitung kann der Kleber nachlassen, die Hautverträglichkeit ist davon jedoch nicht betroffen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum finden Sie auf der Verpackung. Es ist in amerikanischer Schreibweise zu lesen, das bedeutet: Von hinten nach vorne. Beispiel: 6180601 bedeutet 601.06.2018.



Tipp 2 Hautverträglichkeit:

- Beim Anlegen insbesondere des Kinesiologic-Tapes-PRO ist darauf zu achten, dass nicht mit zu viel „Vorzug“ gearbeitet wird und das Tape nicht zu straff angelegt wird. Sonst kann es beim Patienten zu Hautirritationen kommen.
- Die BVOU-Kinesiologic-Tapes besitzen einen hautfreundlichen Acrylatkleber. Dieser ist wasserbeständig, atmungsaktiv sowie latexfrei. Die Hautverträglichkeit der BVOU-Tapes ist daher sehr gut.

NEU: Überarbeiteter Patientenflyer "Tape Standard und PRO" zur Auslage im Wartezimmer der Patienten

☐ Bitte senden Sie mir 50 Patientenflyer kostenfrei zu!



Berufsverband für
Orthopädie und Unfallchirurgie



BVOU
QUALITÄT



Qualität, die hält, was sie verspricht!

BVOU Kinesiologic Tape Standard:

- 97% Baumwolle und 3% Elasthan
- hautfreundlicher Acrylatkleber
- atmungsaktiv
- wasserbeständig
- in 8 Farben erhältlich

BVOU Kinesiologic Tape PRO:

- 97% Rayon (Kunstseide), 3% Elasthan
- stärker hautfreundlicher Acrylatkleber
- atmungsaktiv
- wasserbeständig
- in 4 modernen Farben mit Glanzzeptik erhältlich

Beide Sorten Tapes, Standard und Pro, sind auf der Rückseite mit einem wellenförmig aufgetragenen Acrylatkleber versehen. Die Tapes sind in ihrer Stärke und Gewicht der menschlichen Haut nachempfunden und sowohl luft- als auch feuchtigkeitst durchlässig. Ihre Dehnfähigkeit von bis zu 140% ermöglicht volle Beweglichkeit ohne Einschränkungen. Sogar bei Kontakt mit Wasser halten die Tapes 5 - 8 Tage auf der Haut.

ORIGINAL
KINESIOLOGIC TAPE

